



博奥龙分液整体解决方案

博奥龙分液设备

博奥龙多通道分液平台是通过蠕动泵实现溶液转移，完成自动化分装操作。具有精度高，误差小，操作简便，且产能高等特点，可兼容 FOB管、分体管、单耳双耳管、24 孔板、96 孔板及其他耗材等分装。


- 1、高寿命高精度进口蠕动泵
- 2、高兼容性，兼容 24 孔板，96 孔板及其他耗材
- 3、蠕动泵管更换采用快拆快装设计
- 4、人性化智能化的操作交互



更多详情 关注视频号

	货号	BKB-FY01	名称	6通道分液设备
	分液范围	30ul-20ml	分液精度	2%CV@100μL
	分液准确度	±1%@100μL	输入电压	220V, 50/60Hz
	尺寸/mm	710×370×405 (长×宽×高)	净重	28KG
	应用	适用于FOB管、分体管、单耳管、双耳管，96孔板等分装。		

	货号	BKB-FY03	名称	12通道分液设备
	分液范围	30ul-30ml	分液精度	2%CV@100μL
	分液准确度	±1%@100μL	输入电压	100-240V@50/60Hz
	尺寸/mm	490×400×370 (长×宽×高)	净重	28KG
	应用	适用于96孔板分装，一分钟可以分装5~6块板子。		

	货号	BKB-ATPW01	名称	全自动移液工作站
	分液范围	0.5ul-1250ul	分液精度	2%CV@12.5μL
	分液准确度	±0.8%@12.5μL	输入电压	150W
	尺寸/mm	700×770×730 (长×宽×高)	净重	60KG
	应用	1、梯度稀释；2、不同多孔板之间转板；3、96孔板、384孔板的铺板；4、PCR 构建。		

	货号	BKB-FY04	名称	12通道分液设备
	分液范围	30μL-20mL	分液精度	2%CV@100μL
	分液准确度	±1%@100μL	输入电压	220V@50/60Hz
	尺寸/mm	750×530×550 (长×宽×高)	净重	40KG
	应用	兼容FOB管、分体管、单耳双耳管，96孔板等分装,可灵活调节分液间距，快速响应不用场景。		

	货号	BKB-FY04	名称	12通道分液设备
	分液范围	30μL-20mL	分液精度	2%CV@100μL
	分液准确度	±1%@100μL	输入电压	220V@50/60Hz
	尺寸/mm	750×530×550 (长×宽×高)	净重	40KG
	应用	操作简便，可实现96孔板不间断分液，一分钟可以分10块板子。		



博奥龙分液&封膜设备热销组合

一、96孔板分液 & 封膜设备



BKB-FY05 24通道分液设备



BKB-RF05 热封设备 (卷材膜)

好礼相赠

成套采购成本直降1万元。

二、单双耳分液 & 封膜设备



BKB-FY04 12通道分液设备



BKB-RF04-DS 单耳双耳管热封设备

好礼相赠

成套采购可以赠送20个铝制托盘，或折合同等价位的折扣额。

三、FOB管分体管分液 & 热封设备



BKB-FY01 6通道分液设备



BKB-RF02-FOB 热封设备

好礼相赠

成套采购可赠送10个托盘，或折合同等价位的折扣额。

苏州博特龙免疫技术有限公司

电话：0512-68216582

网址：www.biodragon.cn

地址：苏州相城经济开发区观塘路1号西交大漕湖科技园C幢810室

苏州博奥龙科技有限公司

电话：400-921-8278

网址：www.biodragon.cn

地址：苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区14幢203室



博奥龙官方微信