



# 抗体制备与免疫检测产品



## | 抗原

12000+靶点纯化可溶性人类蛋白现货

涵盖了多种关键蛋白

每月500+持续蛋白新增

## | 免疫佐剂

### QuickAntibody 系列新型水性佐剂

十年品质保证，数百篇文献支持，上千家客户长期使用的信心之选，数十万种抗原免疫

### Quick CTL细胞免疫佐剂

是一种具有自主知识产权、独特配方的新型水溶性细胞免疫佐剂，能够作为蛋白抗原佐剂免疫小鼠诱生有效的抗原特异性CD4+TH1和CD8+CTL反应



### 氢氧化铝佐剂

是使用历史最为悠久的疫苗佐剂，已有近百年历史，广泛用于各种人用疫苗和兽用疫苗。氢氧化铝佐剂能够极大地促进体液免疫(抗体)反应和TH2类细胞免疫反应

### 其他

弗氏完全/不完全佐剂、腹水专用佐剂、磷酸铝、佐剂乳化器...

## | 杂交瘤融合筛选

### Hybridoma Feeder添加因子

是一种适应性培养基，可以完全替代常规的饲养细胞。适用于大鼠和小鼠单克隆抗体制备过程中，例如，融合、亚克隆以及新复苏细胞的培养等，具有明显的促进杂交瘤细胞生长的能力。

### 杂交瘤亚克隆专用培养基(50X)

用于大鼠和小鼠单克隆抗体制备过程中的亚克隆步骤，用于提高杂交瘤细胞亚克隆的克隆效率，并支持杂交瘤细胞的最佳生长状态。

### 胎牛血清（杂交瘤细胞专用）

适用于各种细胞，特别是杂交瘤细胞培养。经过3级100nm过滤，符合国际胎牛血清检测标准。

### QuickFreezing-2×M 哺乳动物细胞冻存液

化学组成明确，以DMEM为母液，含有DMSO，不含牛血清或其他蛋白成分。具有高效、低毒、无外源因子和易于使用等优点，推荐用于在-70°C冰箱中整板冻存哺乳动物悬浮细胞。

### 其他

Hybridoma Feeder添加因子(升级版)、50%PEG1450即用型溶液、HAT选择性培养基、HT选择性培养基、SP2/0 小鼠骨髓瘤细胞、半固体培养基(1640)/(DMEM高糖)、ELISA通用试剂盒 (HRP/生物素标记抗兔/小鼠，TMB显色反应) ...

# 抗体亚型鉴定/定量/标记/纯化

## 抗体亚型鉴定试剂盒

小鼠单抗IgG亚类鉴定用酶标二抗即用套装/浓缩套装/ELISA试剂盒(含轻链)(G1\G2a\G2b\G3\M\A\Kappa\Lambda)...

## 抗体亚型定量试剂盒

Mouse IgA/IgG/IgM ELISA Kit、Rat IgG total/IgG2a/IgG2b/IgM/IgA ELISA Kit...

## 标记试剂盒

HRP/生物素/FITC/ALP标记试剂盒

## 纯化试剂

Flag/GFP/GST/HA/His/MBP/MYC/RFP/YFP标签蛋白纯化填料;蛋白A/蛋白G纯化填料;疏水填料,磁珠纯化填料...

# IHC、WB、Elisa相关试剂

## Polymer HRP山羊抗鼠/兔IgG(H+L)

Polymer HRP (鼠/兔) IHC Kit

鼠兔多色免疫荧光检测试剂盒

免疫组化通用试剂盒

## QuickBlue快速染胶液

不含有甲醇、乙酸等对身体有害的物质;无需凝胶固定和脱色,使用省时简单;可以完全代替常规的考马斯亮蓝染液。

## 可溶型TMB单组分(HRP底物)

即用型,用于标记物为辣根过氧化物酶的ELISA;单一组分,超稳定,使用方便

## 彩色预染蛋白Marker

(2.7-40KD三色)、(10-250KD三色)、(25-300KD三色)、(25-400KD四色)、(10-250KD双色)、(10-180KD三色)

## 增强型ECL发光液

基于鲁米诺底物的化学发光试剂盒,能够被辣根过氧化物酶(HRP)催化,发出强烈辉光,检测灵敏度达到pg级。

## 其他

沉淀型TMB单组分、抗体稀释液、标签蛋白检测试剂盒、酶标板干燥稳定剂...

# 常规抗体、标签/内参抗体

## 常规抗体

常规一抗:种类40000+,覆盖研究热点,热门通路,15000+兔/鼠单抗、4000+磷酸化抗体,甲基化、乙酰化修饰性抗体  
二抗/免疫球蛋白:种属齐全,涵盖常见哺乳动物及禽类;亚型品类丰富;各种荧光及其他标记

## 病理级IHC抗体

300多种针对人组织样本免疫组化(IHC)应用的专用抗体

## 内参&标签抗体

国内最全内参标签抗体厂家之一

内参抗体: Actin beta、Tubulin beta、GAPDH、Histone H3、Transferrin、Cyclophilin B...

标签抗体: Myc、HA、His、V5、GST、MBP、mCherry...

## 小分子抗原抗体

1500+种食品安全、农残、重金属

## 其他

HPV、HIV、RSV、EBV、NoV等病原微生物抗原/抗体/假病毒、诊断抗体对...



# 技术服务



扫描二维码  
了解更多  
技术服务内容

## 蛋白表达



## 多肽合成服务



## 抗体定制

小鼠单克隆抗体定制，三周快速小鼠多抗制备服务，多克隆抗体定制

## 病理检测服务

组织样本基础处理、组织切片染色（常规/特殊染色）、拍照/扫描、组织芯片阵列制作、分子病理检测

## ELISA试剂盒开发

从试剂盒研发方案设计到成品包装提供一站式服务

## Western blot检测服务

采用Odyssey® 荧光成像系统，获得一致、准确的数字图像，避免了压片方法的繁琐操作和不确定性

拥有近20年的WB实验经验  
可以轻松应对WB实验过程中可能出现的各种各样的问题



博奥龙官方B站



博奥龙官方微信

苏州博奥龙科技有限公司  
苏州博特龙免疫技术有限公司

电话：0512-68216582

网址：www.biodragon.cn

地址：江苏省苏州市相城区漕湖产业园春兴路16号国方六楼601室